

**fr** La conception, la production et la commercialisation de nos masques sont conformes aux exigences de l'ISO 9001:2015.

**en** The design, production and marketing of our masks comply with ISO 9001:2015 requirements.

**de** Planung, Produktion und Verkauf unserer Masken erfüllen die Anforderungen der ISO-Norm 9001:2015.

**nl** Het ontwerp, de productie en de commercialisering van onze maskers voldoen aan de eisen van de ISO 9001:2015 norm.

**it** La progettazione, la produzione e la commercializzazione delle nostre maschere sono conformi ai requisiti della norma ISO 9001:2015.

**es** El diseño, la producción y la comercialización de nuestras mascarillas cumplen con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

**de** Diese Schutzmaske ist weder ein Medizinprodukt im Sinne der Verordnung EU/2017/745 (chirurgische Maske), noch eine persönliche Schutzausrüstung im Sinne der Verordnung EU/2016/425 (wie z. B. eine Filtermaske vom Typ FFP2).

## Bezeichnung

Schutzmaske AFNOR SPEC S76-001  
Diese Maske ist ausschließlich nichtmedizinischen Zwecken vorbehalten und für Mitarbeiter gedacht, die an Arbeitsplätzen oder für Aufgaben eingesetzt werden, bei denen regelmäßiger Kontakt mit der Allgemeinheit besteht.  
Sie schützt vor der Freisetzung oder Abgabe von Speicheltröpfchen oder Sekreten der oberen Atemwege, die Erreger übertragbarer Krankheiten enthalten können.

## Vorsichtsmaßnahmen

Bitte beachten Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Gesundheit anderer unbedingt die Packungsbeilage. Wenn Sie krank sind, ist diese Maske nicht geeignet. Holen Sie die Meinung Ihres Arztes oder Ihrer Ärztin ein. Diese Maske ist nicht für medizinisches Fachpersonal bestimmt.

## Pflege



**Ihre Schutzmaske von Thuasne ist wiederverwendbar und sollte sorgfältig gepflegt werden (gemäß Stellungnahme der ANSM vom 25.03.2020 und deren Überarbeitung vom 02.11.2020):**  
- Die Maske bei 40°C in einem kompletten Waschgang von mindestens 30 Minuten waschen.  
- Die Maske täglich und nach jeder Verwendung waschen.  
- Es wird empfohlen, sie im Wäschetrockner zu trocknen und sie zu bügeln.  
- Bei Raumtemperatur und in der Originalverpackung aufbewahren.

**Diese Maske kann 50 Mal\* gewaschen werden:**  
Die Masken müssen vor der Verwendung vollkommen trocken sein.  
Entsorgung der Maske:  
- In einem spezifischen Entsorgungssystem für Abfälle mit Infektionsgefahren.  
- In einem sorgfältig verschlossenen Kunststoffbeutel, wenn keine Entsorgung über das System für Abfälle mit Infektionsgefahren möglich ist.

Eine Waschtabelle kann auf folgender Seite heruntergeladen werden:  
<https://fr.thuasne.com/fr/masque>

**Zusammensetzung:**  
Polyamid, Polyester, enthält Latex.  
Nasenbügel: Stahl/Polypropylen.  
**Größe:** Erwachsene.  
**Gegenanzeigen**  
- Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile.  
- Das Produkt nicht im Bereich einer offenen Wunde anlegen.  
- Schwere Ateminsuffizienz.

**Produktart:**  
*Masker groot publiek met een filtratie van meer dan 90% volgens de informatienota van 29 maart 2020 die herzien werd op 28 januari 2021:*  
- Filterleistung bei Partikeln von 3 µm > 90 %  
- Luftdurchlässigkeit bei einem Unterdruck von 100 Pa > 96 L.m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

\* Tests durch das IFTH (Institut Français du Textile et de l'Habillement) Nr. 20-01731  
Der Materialkomplex wurde entsprechend den technischen Merkmalen für bis zu **100 Mal waschbar** handelsübliche Masken im Labor getestet, wobei reale Verwendungsbedingungen nicht berücksichtigt wurden.

**nl** Dit barrièremasker is noch een medische hulpmiddel in de zin van Verordening EU/2017/745 (chirurgische maskers), noch een persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van Verordening EU/2016/425 (als filterend masker van het type FFP2).

## Benaming

Barrièremasker AFNOR SPEC S76-001  
Dit masker is uitsluitend voorbehouden voor niet-sanitair gebruik en bestemd voor personen die werken in functies of op plaatsen waar ze regelmatig contact hebben met het publiek.  
Het beschermt tegen speekseldruppeltjes die vrijkomen of tegen uitscheidingen van de bovenste luchtwegen die overdraagbare ziekteverwekkers kunnen bevatten.

## Voorzorgsmaatregelen

Om uw eigen gezondheid en die van de anderen te beschermen, is het zeer belangrijk dat u de informatienota naleeft.  
Als u ziek bent, is dit masker niet geschikt. Vraag advies aan uw arts.  
Dit masker is niet geschikt voor zorgprofessionals.

## Onderhoud



**Uw barrièremasker van Thuasne is herbruikbaar en moet zorgvuldig onderhouden worden (volgens het advies van het ANSM (Frans Agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten van 25/03/2020 dat herzien werd op 02/11/2020):**  
- Het masker wassen op 40°C, met een volledig programma van ten minste 30 minuten.  
- Het masker alle dagen wassen, na elk gebruik.  
- Drogen in de droogtrommel en strijken worden aanbevolen.  
- Te bewaren op kamertemperatuur en in de oorspronkelijke verpakking.

**Dit masker kan 50 keer gewassen worden\*.**  
De maskers moeten volledig droog zijn alvorens ze gebruikt worden.  
Procedure voor het weggooiën van maskers:  
- via het specifieke kanaal van het infectieus ziekenhuisafval.  
- in een zorgvuldig afgesloten plastic zak als weggooiën via het kanaal van het infectieus ziekenhuisafval niet mogelijk is.

Een wasrooster kan gedownload worden op de pagina:  
<https://fr.thuasne.com/fr/masque>

**Samenstelling:**  
Polyamide, polyester, bevat latex.  
Neusbeugel: staal/polypropyleen  
**Maat:** volwassene.  
**Contra-indicaties**  
- Gekende Allergie aan een van de componenten.  
- Het product niet direct in contact brengen met een huidwond.  
- Ernstige respiratoire insufficiëntie.

**Type product:**  
*Masker groot publiek met een filtratie van meer dan 90% volgens de informatienota van 29 maart 2020 die herzien werd op 28 januari 2021:*  
- filteringsdoeltreffendheid van de deeltjes van 3 µm > 90%  
- luchtdoorlatendheid voor een onderdruk van 100 Pa > 96 L.m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

\* IFTH-tests ref. 20-01731  
Het materiaalcomplex werd getest conform de technische kenmerken van de maskers voor het grote publiek, met tot **100 wasbeurten** uitgevoerd in een laboratorium, zonder rekening te houden met de reële gebruiksomstandigheden.

**it** Questa mascherina barriera non è un dispositivo medico ai sensi del Regolamento UE/2017/745 (mascherine chirurgiche), né un dispositivo di protezione individuale ai sensi del Regolamento UE/2016/425 (mascherina filtrante di tipo FFP2).

## Denominazione

Mascherina barriera AFNOR SPEC S76-001  
Questa mascherina è riservata esclusivamente a usi non sanitari e destinata al personale che svolge mansioni o funzioni in contatto regolare con il pubblico.  
Protegge contro l'emissione o la proiezione di goccioline di saliva o di secrezioni delle vie respiratorie superiori che possono contenere agenti infettivi trasmissibili.

## Precauzioni

Per proteggere la propria salute e quella altrui, è molto importante rispettare le istruzioni per l'uso.  
Questa mascherina non è adatta alle persone malate, se siete malati consultate un medico.  
Questa mascherina non è destinata ai professionisti sanitari.

## Manutenzione



**La mascherina barriera Thuasne è riutilizzabile osservando le istruzioni di seguito riportate (secondo il parere dell'ANSM del 25/03/2020 riveduto il 02/11/2020):**  
- Lavare la mascherina a 40°C con un ciclo completo di minimo 30 minuti.  
- Lavare la mascherina tutti i giorni, dopo ogni utilizzo.  
- Si consiglia di asciugare in asciugatrice e stirare.  
- Conservare a temperatura ambiente e nella confezione originale.

**Questa mascherina è lavabile 50 volte\*:**  
Le mascherine devono essere completamente asciutte prima di essere utilizzate.  
Come smaltire la mascherina:  
- nella filiera specifica dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (PRI),  
- in una busta di plastica accuratamente chiusa qualora Non sia possibile lo smaltimento nella filiera PRI.  
Una tabella di lavaggio è scaricabile all'indirizzo:  
<https://fr.thuasne.com/fr/masque>

**Composizione**  
Poliammide, poliestere, contiene lattice.  
Barretta nasale: acciaio/polipropilene  
**Taglia:** adulto.  
**Controindicazioni**  
- Allergia nota a uno dei componenti.  
- Non porre il prodotto direttamente a contatto con la pelle lesa.  
- Insufficienza respiratoria grave.

**Tipo di prodotto:**  
*Mascherina per la collettività filtrazione superiore al 90% secondo la nota informativa del 29 marzo 2020 riveduta il 28 gennaio 2021:*  
- efficacia filtrante delle particelle di 3 µm > 90%  
- permeabilità all'aria per una depressione di 100 Pa > 96 L.m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

\* Test IFTH rif 20-01731  
Il complesso di materiali è stato testato ed è conforme alle caratteristiche tecniche delle mascherine per la collettività fino a **100 lavaggi** realizzati in laboratorio, senza tenere conto delle condizioni di utilizzo reali.

**es** Esta mascarilla barrera no es ni un producto sanitario con arreglo al Reglamento UE/2017/745 (mascarillas quirúrgicas), ni un equipo de protección individual con arreglo al Reglamento UE/2016/425 (como mascarilla filtrante de tipo FFP2).

## Designación

Mascarilla Barrera AFNOR SPEC S76-001  
Esta mascarilla está reservada exclusivamente a Usos No Sanitarios (UNS) y destinada al personal asignado a puestos o misiones que impliquen un contacto regular con el público.  
Protege contra la emisión o la proyección de gotitas de saliva o de secreciones de las vías respiratorias superiores que puedan contener agentes infecciosos transmisibles.

## Precauciones

Para proteger su salud y la de los demás, es muy importante respetar las indicaciones del folleto informativo.  
Si está enfermo/a, esta mascarilla no es adecuada para usted, pida consejo a su médico.  
Esta mascarilla no está destinada a profesionales sanitarios.

## Limpieza



**La mascarilla barrera Thuasne es reutilizable y debe tratarse con los cuidados adecuados (con arreglo al dictamen de la ANSM del 25/03/2020 revisado el 02/11/2020):**  
- Lavar la mascarilla a 40°C con un ciclo de lavado completo de una duración mínima de 30 minutos.  
- Lavar la mascarilla todos los días, después de cada uso.  
- Se aconseja secar la mascarilla en secadora y plancharla.  
- Almacenar a temperatura ambiente en el embalaje original.

**Esta mascarilla es lavable 50 veces\*:**  
Las mascarillas deben estar completamente secas antes de su utilización.  
Procedimiento de eliminación de la mascarilla:  
- a través del tratamiento específico de los residuos asociados a riesgos infecciosos (DASRI),  
- en una bolsa de plástico cerrada cuidadosamente si la eliminación mediante tratamiento DASRI no es posible.  
Puede descargar una tabla de lavados en la página:  
<https://fr.thuasne.com/fr/masque>

**Composición**  
Poliamida, poliéster, contiene látex.  
Barrita nasal: acero/polipropileno.  
**Talla:** adulto.  
**Contraindicaciones**  
- Alergia conocida a uno de los componentes.  
- No poner el producto en contacto directo con una piel dañada.  
- Insuficiencia respiratoria severa.

**Tipo de producto:**  
*Mascarilla para el público en general con filtración superior al 90% con arreglo a la nota informativa del 29 de marzo de 2020 revisada el 28 de enero de 2021:*  
- eficacia de filtración de las partículas de 3 µm > 90 %  
- permeabilidad al aire para una depresión de 100 Pa > 96 L.m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

\* Tests IFTH ref 20-01731  
Los tests han demostrado la conformidad del complejo de material con las características técnicas de las mascarillas para el público en general hasta **100 lavados** realizados en laboratorio, sin tener en cuenta las condiciones de uso real.



**fr** MASQUE GRAND PUBLIC – FILTRATION 99 %\*  
Lavable 50 fois - Catégorie 1

**en** MASK FOR GENERAL PUBLIC USE – FILTRATION 99 %\*  
Washable 50 times - Category 1

**de** HANDELSÜBLICHE MASKE – FILTERLEISTUNG 99 %\*  
50 Mal waschbar - Kategorie 1

**nl** MASKER GROOT PUBLIEK – 99 % FILTRATIE\*  
50 keer wasbaar - Categorie 1

**it** MASCHERINA PER LA COLLETTIVITÀ – FILTRAZIONE 99 %\*  
Lavabile 50 volte - Categoria 1

**es** MASCARILLA PARA EL PÚBLICO EN GENERAL – FILTRACIÓN 99 %\*  
Lavable 50 veces - Categoría 1




• GREATER THAN 90 % FILTRATION - TESTED FOR 50 WASHES -  
• FILTERLEISTUNG ÜBER 90 % - GETESTET FÜR 50 WASCHGÄNGE -  
• FILTRATIE VAN MEER DAN 90 % - GETEST NA 50 WASBEURTEN -  
• FILTRAZIONE SUPERIORE AL 90 % - TESTATO PER 50 LAVAGGI -  
• FILTRACIÓN SUPERIOR AL 90 % - TESTADA PARA 50 LAVADOS -



**THUASNE**  
120, rue Marius Aufan  
92300 Levallois-Perret  
France  
[www.thuasne.com](http://www.thuasne.com)  
[www.thuasne.com/global-contact](mailto:www.thuasne.com/global-contact)





**fr** Ce masque barrière ne remplace pas les gestes barrière (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique permettant à l'utilisateur de protéger son environnement contre les projections des particules. Il peut également apporter à l'utilisateur une protection limitée contre les agents infectieux.

**Une bonne mise en place de votre masque est primordiale pour garantir une bonne protection.**

Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.

**A chaque nouvelle mise en place, le masque doit être propre et sec.**

- Déplier le masque ❶. La face EXTÉRIEURE est identifiée par le logo Thuasne.
- Mettre vos élastiques derrière les oreilles. ❷
- Ajuster la barrette nasale sur le haut du masque. ❸
- Vérifier que le masque soit correctement mis en place en vérifiant l'étanchéité. Pour cela, couvrir le masque d'un film plastique ; lors de l'inspiration, le masque doit se plaquer au visage ❹. Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.
- Une fois le masque mis en place, respirer normalement.

Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est recommandé de porter ce masque sur une peau nue, le port de la barbe peut réduire l'efficacité de filtration en dehors des limites visées.

Le masque peut être porté 4 heures en continu entre chaque lavage.

Lorsque l'on porte un masque, éviter de le toucher, ne pas le déplacer.

Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.

Si l'on a besoin de boire ou de manger, changer de masque.

**en** This barrier mask is not a replacement for application of protective measures (regular hand-washing, social distancing, reduction of contact with other people). It adds a physical barrier enabling the user to protect his/her environment from the projection of particles. It can also provide the user with limited protection against infectious agents.

**It is essential to put your mask on properly to ensure good protection.**

Wash your hands with soap and water or alcohol based sanitizer before putting on a mask.

**Make sure the mask is clean and dry before you put it on.**

- Unfold the mask ❶. The OUTSIDE is identified by the Thuasne logo.
- Place the elastic straps behind your ears. ❷
- Adjust the nose piece at the top of the mask. ❸
- Make sure the mask is properly in position by checking the seal. To do this, cover the mask with a plastic film; when you breathe in, the mask should flatten against your face ❹. Check that there is no air blown into the eyes when you breathe out hard.
- Once the mask is in place, breathe normally.

Always check that the mask is properly adjusted and that it covers your mouth and nose. It is recommended that this mask be worn over bare skin; beards may reduce the filtration efficacy outside the target range.

The mask can be worn for 4 hours continuously between each wash.

When wearing a mask, avoid touching it and do not move it.

Wash your hands with soap and water or alcohol-based sanitizer each time you touch a used mask.

If you need to eat or drink, change your mask.

**de** Diese Schutzmaske ist kein Ersatz für die Schutzmaßnahmen (regelmäßiges Händewaschen, Abstandhalten, Reduzierung der Kontakte mit anderen Personen). Sie ist eine zusätzliche physikalische Barriere, durch die der Benutzer seine Umgebung vor der Abgabe von Tröpfchen schützt. Sie kann auch den Benutzer in einem beschränkten Ausmaß vor Krankheitsregem schützen.

**Das richtige Anlegen Ihrer Maske ist für einen guten Schutz entscheidend.**

Vor dem Anlegen der Maske die Hände mit Wasser und Seife oder mit Händedesinfektionsmittel reinigen.

**Die Maske muss bei jedem neuerlichen Anlegen sauber und trocken sein.**

- Die Maske auseinanderfalten ❶. Die AUSSENSEITE ist am Thuasne-Logo erkennbar.
- Die Gummibänder hinter die Ohren legen. ❷
- Den Nasenbügel am oberen Rand der Maske anpassen. ❸
- Durch Prüfung des Dichtsitzes kontrollieren, ob die Maske richtig angelegt wurde. Dazu die Maske mit eine Plastikfolie abdecken; beim Einatmen muss sich die Maske an das Gesicht drücken ❹. Beim kräftigen Ausatmen darf kein Luftstrom in den Augen spürbar sein.
- Nachdem die Maske angelegt wurde, normal atmen.

Überprüfen Sie immer, ob die Maske gut sitzt sowie Mund und Nase bedeckt. Es wird empfohlen, diese Maske auf bloßer Haut zu tragen. Das Tragen eines Bartes kann die Filterwirkung über die festgelegten Grenzwerte hinaus reduzieren.

Die Maske kann zwischen den einzelnen Waschgängen 4 Stunden am Stück getragen werden.

Die Maske sollte, während sie getragen wird, nach Möglichkeit nicht berührt oder verschoben werden.

Nach jedem Berühren einer benutzten Maske die Hände mit Wasser und Seife oder mit Händedesinfektionsmittel reinigen.

Nach dem Trinken oder Essen die Maske wechseln.

**nl** Dit barrièremasker vervangt de barrièrehandelingen niet (regelmatig wassen van de handen, fysieke distantie, beperking van contacten met andere personen). Het voegt een fysieke barrière toe, die de gebruiker toelaat zijn omgeving te beschermen tegen vrijkomende deeltjes. Het kan de gebruiker ook een beperkte bescherming bieden tegen ziekteverwekkers.

**Uw masker op een goede manier dragen is cruciaal om een goede bescherming te waarborgen.**

De handen wassen met water en zeep of met een hydroalcoholische oplossing alvorens het masker aan te trekken.

**Elke keer dat u een masker aantrekt, moet dit schoon en droog zijn.**

- Vouw het masker open ❶. De BUITENKANT is voorzien van het logo van Thuasne.
- Breng de elastieken achter de oren. ❷
- Pas de neusbrug bovenaan het masker aan. ❸
- Controleer of het masker correct aangetrokken werd door de dichtheid ervan na te gaan. Bedek daarvoor het masker met plasticfolie; bij het inademen moet het masker tegen het gezicht plakken ❹. Controleer dat er geen luchtstroom naar de ogen gaat wanneer u hard uitademt.
- Adem normaal wanneer het masker op zijn plaats zit.

Er wordt aangeraden dit masker op blote huid te dragen. Een baard kan de filterefficiëntie buiten de beoogde limieten verlagen.

Het masker mag tussen de wasbeurten ononderbroken gedragen worden gedurende 4 uur.

Vermijd bij het dragen van een masker dat u het aanraakt. Verplaats het ook niet.

Telkens u een gebruikt masker hebt aangeraakt, de handen wassen met water en zeep of met een hydroalcoholische oplossing.

Na het drinken of eten, het masker vervangen.

**it** Questa mascherina barriera non sostituisce i gesti barriera (lavaggio regolare delle mani, distanziamento sociale, riduzione dei contatti con altre persone). Aggiunge una barriera fisica che consente all'utente di proteggere il suo ambiente dalla proiezione di particelle. Può anche apportare all'utilizzatore una protezione limitata contro gli agenti infettivi.

**La mascherina deve essere perfettamente posizionata per garantire un buon livello di protezione.**

Prima di indossare la mascherina lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica.

**Prima di essere riutilizzata, la mascherina deve essere pulita e asciutta.**

- Aprire la mascherina ❶. Il lato ESTERNO è individuabile dalla presenza del logo Thuasne.
- Posizionare gli elastici dietro le orecchie. ❷
- Regolare la barretta nasale presente sulla parte superiore della mascherina. ❸
- Controllare il corretto posizionamento della mascherina verificandone l'impermeabilità. Per farlo, coprire la mascherina con una pellicola di plastica; durante l'inspirazione la mascherina deve aderire al viso ❹. Verificare l'assenza di getto d'aria negli occhi durante un'espiazione forte.
- Dopo aver indossato la mascherina, respirare normalmente.

Verificare sempre che la mascherina sia posizionata correttamente e copra bocca e naso. Si consiglia di indossare la mascherina sulla pelle nuda, la presenza di barba può ridurre l'efficacia filtrante prevista.

La mascherina può essere indossata per un tempo di 4 ore consecutive tra un lavaggio e l'altro.

Evitare di toccare o spostare la mascherina mentre si indossa.

Lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica ogni volta che si tocca una mascherina usata.

Se si ha necessità di bere o di mangiare, sostituire mascherina.

**es** Esta mascarilla barrera no sustituye las medidas de prevención (lavado frecuente de las manos, distanciamiento físico, reducción del contacto con otras personas). El producto añade una barrera física que permite al usuario proteger su entorno contra las proyecciones de partículas. También puede aportar al usuario una protección limitada contra los agentes infecciosos.

**La correcta colocación de la mascarilla es primordial para garantizar una buena protección.**

Antes de ponerse la mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.

**En cada nueva colocación, la mascarilla debe estar limpia y seca.**

- Desplegar la mascarilla ❶. La cara EXTERIOR está identificada con el logotipo Thuasne.
- Pasar las cintas elásticas por detrás de las orejas. ❷
- Ajustar la barrita nasal situada en la parte superior de la mascarilla. ❸
- Comprobar que la mascarilla esté colocada correctamente comprobando su hermetismo. Para ello, cubrir la mascarilla con un film de plástico; al inspirar, la mascarilla debe pegarse al rostro ❹. Comprobar la ausencia de chorro de aire en los ojos al expirar con fuerza.
- Una vez colocada la mascarilla, respirar con normalidad.

Comprobar siempre que la mascarilla esté bien ajustada y que cubra la boca y la nariz. Se recomienda llevar esta mascarilla sobre la piel desnuda, ya que llevar barba puede reducir la eficacia de la filtración por debajo de los límites previstos.

Se puede llevar la mascarilla durante 4 horas consecutivas entre dos lavados.

Mientras se lleva la mascarilla, evitar tocarla o moverla.

Cada vez que se toque una mascarilla usada, lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.

Si se necesita comer o beber, cambiar de mascarilla.

Ce masque barrière n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (comme un masque filtrant de type FFP2).

## Désignation

Masque Barrière AFNOR SPEC S76-001

Ce masque est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS) et destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public. Il protège contre l'émission ou la projection de gouttelettes de salive ou de sécrétions des voies aériennes supérieures pouvant contenir des agents infectieux transmissibles.

## Précautions

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter la notice d'information. Si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté, demandez l'avis de votre médecin. Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.

## Entretien



**Votre masque barrière Thuasne est réutilisable et doit être entretenu avec soin (selon l'avis de l'ANSM du 25/03/2020 révisé le 02/11/2020) :**

- Laver le masque à 40°C selon un cycle complet de 30 minutes minimum.
- Laver le masque tous les jours, après chaque utilisation.
- Séchage au sèche-linge et repassage conseillés.
- A stocker à température ambiante et dans son emballage d'origine.

**Ce masque est lavable 50 fois\* :**

Les masques doivent être complètement séchés avant utilisation.

Procédure d'élimination du masque :

- dans la filière spécifique des déchets associés aux soins à risques infectieux (DASRI);
- dans un sac plastique soigneusement fermé si une élimination via la filière DASRI n'est pas possible.

Une grille de lavages est téléchargeable sur la page :

<https://fr.thuasne.com/fr/masque>

**Composition :**

Polyamide, Polyester, contient du latex

Barrette nasale : acier/ polypropylène

**Taille :** adulte.

**Contre-indications**

- Allergie connue à l'un des composants.
- Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.
- Insuffisance respiratoire sévère.

**Type de produit :**

Masque grand public filtration supérieure à 90% selon la note d'information du 29 mars 2020 révisée le 28 janvier 2021 :

- efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90 %
- perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

\* IFTH réf 20-01731

Le complexe de matière a été testé conforme aux caractéristiques techniques des masques grand public jusqu'à **100 lavages** réalisés en laboratoire, hors prise en compte des conditions d'utilisation réelle.

**fr**

This mask is neither a medical device within the meaning of Regulation (EU) 2017/745 (surgical masks), nor an item of personal protective equipment within the meaning of Regulation (EU) 2016/425 (such as an FFP2-type filtering mask).

## Name

AFNOR SPEC S76-001 barrier mask

This mask is for non-medical use (NMF) only and is aimed at personnel working in jobs or tasks involving regular contact with the public. It protects against the emission or dispersal of droplets of saliva or upper airway secretions that could contain transmissible infectious agents.

## Precaution

To protect your health and that of others, it is very important to comply with the product information leaflet. If you are ill, this mask is not suitable; consult your doctor for advice. This mask is not intended for healthcare professionals.

## Washing instructions



**Your Thuasne barrier mask is reusable and must be washed with care (according to ANSM notification of 3/25/2020 revised 11/2/2020) :**

- Wash the mask at 40°C on a complete wash cycle lasting at least 30 minutes.
- Wash the mask every day, after each use.
- Tumble-drying and ironing recommended.
- Store at room temperature, in original packaging.

**This mask can be washed 50 times\* :**

Masks must be completely dry before use.

Mask disposal procedure :

- using the specific procedure for the disposal of infectious clinical waste.
- in a carefully sealed plastic bag if disposal via the infectious clinical waste procedure is not possible.

A washing table can be downloaded at :

<https://fr.thuasne.com/fr/masque>

**Composition:**

Polyamide, polyester, contains latex.

Nose piece: steel/polypropylene.

**Size:** adult.

**Contraindications**

- Known allergy to any of the components.
- Do not place the product in direct contact with broken skin.
- Severe respiratory insufficiency.

**Type of product :**

General public mask, filtration greater than 90%, in accordance with the information note of March 29, 2020, revised January 28, 2021 :

- filtration efficacy for 3 µm particles emitted > 90%
- air permeability for a pressure drop of 100 Pa > 96 L.m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

\* IFTH tests ref. 20-01731

The material complex has been tested and complies with the technical characteristics of masks for general public use for up to **100 washes** performed in the laboratory, without taking into account real use conditions.