



CICATREX



TÊTE n°6

COMMANDE (par défaut) **DEVIS** **RENOUVELLEMENT**

Client code

Dossier n° renouvellement

1^{er} traitement

Date : Quantité :

Nom du patient :

Prénom du patient :

Sexe : M F Enfant Taille du patient :

J'autorise mon professionnel de santé à collecter mes données et à les communiquer à la société Thuasne dans le cadre du traitement de la commande de mon dispositif médical sur mesure. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, je bénéficie de droits dont notamment les droits d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression de mes données. Je peux exercer ces droits en m'adressant par email à l'adresse en bas de page.

SIGNATURE DU PATIENT

IDENTIFICATION DU DÉTAILLANT

**Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller.
Dessiner les contours du vêtement sur le schéma et barrer les mesures inutiles.**

Modèle

Cagoule
Mentonnière

Tissu

Cicatrex Nature
Cicatrex AirSkin

BLANC BEIGE NOIR

-

Options

Visage
Dos du nez
Oreille droite
Oreille gauche



LIBRE COUVERT

Options payantes

Pelote de compression AMOVIBLE FIXE
Dimensions (ℓ x h) : cm
Position : à dessiner

Commentaires

A	Tour de tête horizontal	
B	Tour de tête vertical	
C	Tour de cou en haut	
D	Tour de cou en bas - extrémité du bandage	
E	Os nasal/protubérance occipitale	
F	Os nasal/tour de cou en haut	
G	Lèvre inférieure - pointe du menton	
H	Pointe du menton - base supérieure du cou	
I	Hauteur du cou devant	
J	Hauteur du cou derrière	
K	Conduit auditif - conduit auditif sous le menton	
L	Mesure latérale de la longueur du nez	
M	Distance canthus externe - conduit auditif	
1	Largeur de la bouche	
2	Largeur du nez	
3	Écartement des yeux, intérieur	
4	Écartement des yeux, extérieur	
5	Longueur de l'oreille droite	
6	Longueur de l'oreille gauche	
7	Bas de l'oreille : bas de l'oreille - dessus de la lèvre supérieure	
8	Haut de l'oreille : haut de l'oreille - dessus du sommet du nez	
9	Aile du nez : aile du nez - au-dessus de l'os nasal	
10	Longueur du nez	
11	Largeur de l'œil	



○ Circonférence en cm □ Longueur en cm ⤴ Demi-circonférence en cm